

SENCOR®

**SOI 1100SL / SOI 1101RD
SOI 1102TQ / SOI 1210BL
SOI 1211GD**



SZÁJZUHANY



Az eredeti útmutató fordítása



SENCOR®

**SOI 1100SL / SOI 1101RD
SOI 1102TQ / SOI 1210BL
SOI 1211GD**



A**B**

HU Elektromos asztali grill

Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A szájuhanyt 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos, valamint hasonló készülékek tapasztalatával nem rendelkező személyek, felügyelet mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- A szájuhanyt csak langyos vagy hideg vízzel, illetve a jelen útmutatóban meghatározott speciális oldatokkal lehet használni.
- A készülék rögzítendő vagy felállítandó részeit úgy kell rögzíteni vagy felállítani, hogy azok ne tudjanak a vízbe esni.



Figyelmeztetés!

A készülékhez kizárólag csak a mellékelt adaptert használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne használjon más típusú adaptert.

• A készülék csak a típuscímken feltüntetett biztonságos törpefeszültségről üzemeltethető.

Elektromos biztonság

Az adaptert ne húzza ki a fali aljzattól a vezetéknel fogva. Az adapter vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez az adapter házát fogja meg.

Az adapter vezetékét ne tegye éles tárgyakra. A vezeték nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.

A készülékhez mellékelt adaptert ne használja más készülékekhez vagy más célokra.

A hálózati adaptert és a vezetékét tartsa száraz állapotban.

Az adapter vezetékét ne tekerje fel a készülékre.

A hálózati adaptert nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihúzni).

A készülék adapterét csak a típuscímken feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket ne

üzemeltesse hosszabbító vezetékről.

A készüléket 15 és 35 °C közötti hőmérsékleteken használja, töltsé fel és tárolja. A készüléket csak az akkumulátor teljes feltöltéséig csatlakoztassa az

adapterhez. A töltés befejezése után az adaptert húzza ki a fali aljzattól.

A készüléket ne tegye ki 50 °C-nál magasabb hőmérsékletnek. Ellenkező esetben a beépített akkumulátor megsérülhet.

A készülékbe hosszú élettartamú akkumulátor van beépítve, amelyet csak márkaszervizben lehet kicserélni. Ne próbálja meg a készülék

szétszerelését és az akkumulátor cseréjét.



Figyelmeztetés!

A készüléket ne bontsa meg, a felhasználó nem szeretheti ki az akkumulátort. A készülék érintkezőit ne zárja rövidre, a készüléket tűzbe dobni tilos. Az akkumulátor nem megfelelő kezelése mérgező anyagok kiszivárgását, tüzet vagy robbanást okozhat.

- A készüléket ne tárolja, ne töltsé és ne használja csatlakoztatott adapterrel olyan helyen, ahol a készülék vízbe (kádba, mosdóba, medencébe stb.) eshet.
- Amennyiben a készülék az adapterhez csatlakoztatva vízbe esett, akkor a hálózati adaptert azonnal húzza ki a fali aljzattól, a készüléket csak ezt követően szabad a vízből kiemelni. A vízbe esett hálózati adaptert használni tilos. Az adaptert küldje márkaszervizbe ellenőrzésre, vagy vásároljon új adaptert a készülék eladójától.

Biztonságos használat

- Ezt a szájhüvelyt csak fogmosáshoz és száj higiénéhez szabad használni. A készüléket kereskedelmi célokra, vagy állatok szájának a tisztításához használni nem lehet.
- A szájhüvelyt és tartozékait kizárólag csak a jelen útmutatóban feltüntetett célokra használja.
- Amennyiben a közelmúltban valamilyen szájsebészeti műtéten esett át, kihúzták a fogát, illetve krónikus fog- vagy fogíny betegségben szenved, illetve ha a fogorán végrehajtott fogorvosi beavatkozás miatt (korona, tömés stb.) a készülék használata közben kellemetlen vagy fájó érzése van, akkor forduljon tanácsért a fogorvosához.
- Ha a szájhüvely használata után a fogínye vérzik, vagy a vérzés a készülék 2 hetes használata után szűnik meg, akkor eről konzultáljon a fogorvosával.
- Amennyiben bármilyen szájúreg probléma miatt bizonytalan a készülék használhatóságában, akkor forduljon tanácsért a fogorvosához.
- Ha a készülék vagy valamely tartozéka megsérült, akkor ezeket ne használja.
- A készülékhez csak a mellékelt tartozékokat használja. A készülékhez ne használjon más gyártótól származó tartozékokat és feltételeket.
- A készüléket és az adaptert csak beltérben szabad használni. A készüléket ne használja kültérben.
- A készüléket ne használja aeroszolos permetezők, vagy oxigén adagoló berendezések közelében.
- A szájhüvelyt és tartozékait ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásainak, illetve azt szabadban, nedves és poros környezetben ne tárolja és ne használja.
- A szájhüvelyt és tartozékait ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforrások (tűzhely, kályha stb.) közelébe.



Figyelmeztetés!

A készüléket tartsa száraz állapotban.

- Minden használatba vétel előtt ellenőrizze le a készülék és tartozékainak a sérülésmentességét. Sérült tartozékot használni tilos.
- Az akkumulátor töltése és a készülék használata közben a készülék kissé felmelegszik. Ez normális jelenség.
- A fűvókát ne nyomja nagy erővel.
- A sérülések megelőzése érdekében a tartályba ne töltsön túl forró vizet. A tartályba ne tegyen idegen tárgykat.
- A fűvókát ne dugja a nyelvé alá, fülébe, orrába, szemébe vagy más érzékeny helyre. Ellenkező esetben a vízugár sérülést okozhat.
- A készüléket, a fűvókákat és a tartályt mikrohullámú sütőbe vagy mosogatógépbe tenni és ott tisztítani tilos.
- A tartozékok le- és felszerelése, a készülék tisztítása és karbantartása előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, továbbá ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja vagy eltárolja, akkor a készüléket kapcsolja le és az adaptert is húzza ki a fali aljzattól. A készüléket és tartozékait száraz helyen tárolja.
- A készüléket tartsa tiszta állapotban. A készülék tisztítását és karbantartását, a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre.
- A készüléken és tartozékain, a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtakon kívül, más karbantartást nem kell végrehajtani.

- Ha a szájuhány nem működik megfelelő módon, leesett, vagy más módon megsérült, akkor azt ne használja.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

HU Elektromos asztali grill

Használati útmutató

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem tartal. Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garanciával megőrzendő javaslókat, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A SZÁJZUHANY ÉS TARTOZÉKAI

A1 Fúvóka rögzítő furat	A11 Hálózati adapter
A2 Fúvóka kioldó gomb	A12 Fúvóka
A3 Be- és kikapcsoló gomb	A13 Jelölő gyűrű
A4 Üzemmodó kapcsoló	A14 Fúvóka rögzítő
A5 „Normal” üzemmód kijelző	A15 Tartály töltőnyílás
A6 „Soft” üzemmód kijelző	A16 Vízcső
A7 „Pulse” üzemmód és töltés kijelző	A17 150 ml-es víztartály
A8 Fogantyú	A18 Alsó tartálynyílás fedél
A9 Töltő aljzat	A19 Szűrő
A10 Töltő aljzat sapka	A20 Cestovné puzdro

B1 Standard fúvóka A normál tisztításhoz használható, eltávolítja a baktériumokat a fogak, valamint a fog és a fogíny között.	B3 Nyelvtisztító A nyelv és az arc belső részének a tisztításához használható, eltávolítja a baktériumokat, az ételmaradékokat és az ethalt sejteket.
B2 Fogszabályozó tisztító Fogszabályozó viselése esetén, illetve foghidak tisztításához használható.	B4 Mélytisztító A nehezebben hozzáférhető vagy az érzékeny helyek tisztításához használható.
	B5 Orrtisztító Az orr belső mosásához, por és virágpor stb. eltávolításához használható.

RENDELTEMÉSI

- A szájhigiénia kizárólag csak szájhygiéniai célokra lehet használni. A szájhigiénia a fogak közül, a fogínyról, a fogakról stb. kíméletes módon lehet eltávolítani a baktériumokat és az ételmaradványokat, miközben a vízsugár hatékonyan masszírozza is a fogínyt. Alapos fogmosással együtt biztosítja a szájlüveg és a fogak aktív ápolását és tisztítását, az egészséges fogak védelmét. A készülék kizárólag csak otthoni használatra készült, a készüléket ipari és kereskedelmi célokra használni nem lehet.

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- A fűvókákat (**B1 - B5**) meleg víz alatt öblítse le.
- A víztartályt **A17** mosdó felett néhányszor öblítse ki, majd a tartályba töltsön tiszta vizet (lásd a tartály megtöltésével foglalkozó fejezetet). A **B1** fűvókát dugja a készülékbe (lásd a fűvókák be- és

kiszerelésével foglalkozó fejezetet). A fűvókát fordítsa a mosdó felé, majd a készüléket az **A3** gombbal kapcsolja be. Az **A4** üzemmód kapcsolóval válassza a „Normal” üzemmódot, és hagyja kifolyni a vizet a fűvókán keresztül a mosdóba. A víz kiöblíti a csövet **A16** és a fűvókát is. A többi fűvókával (**B2 - B5**) ismételje meg az előző lépést.

A KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE

- A készülékbe lítium-ion akkumulátor van beépítve, amely biztosítja a készülék vezeték nélküli üzemeltetését. Az első használatba vétel előtt, vagy hosszú használati szünet után, a szájhigiénia épített akkumulátor teljesen töltse fel. Az akkumulátor teljes feltöltéséhez kb. 8 óra szükséges. A szájhigiénia akkumulátorát csak az eredeti adapterről **A11** töltse fel.



Figyelmeztetés!

Ügyeljen arra, hogy az aljzatba **A9** és a sapkára **A10** ne kerüljön víz. A hálózati adapter csatlakoztatása előtt a fogantyút **A8** és az aljzat környékét törölje szárazra.

- A sapkát **A10** húzza ki, és az **A9** aljzatba dugja be a hálózati adapter **A11** vezetékét. A hálózati adaptert **A11** dugja a fali aljzatba. A töltést az **A7** kijelző villogása jelzi ki.



Megjegyzés

Töltés közben a készüléket nem lehet bekapcsolni és nem lehet használni.

- A töltés befejezését az **A7** kijelző villogása jelzi ki. Előbb a hálózati adaptert **A11** húzza ki a fali aljzataból, majd a vezetékét húzza ki az **A9** aljzataból. A sapkát **A10** dugja vissza az aljzatba **A9**.



Figyelmeztetés!

A szájhigiénia adaptert csak a töltés ideje alatt hagyja az elektromos aljzatban.

- A teljesen feltöltött akkumulátorról a készülék körülbelül 56 percig (azaz 2 hétig) használható, napi két szájáztatást feltételezve. Ezt követően a akkumulátort ismét fel kell tölteni.
- Az akkumulátor hosszú élettartamához kapcsolódó tanácsok.
 - Az akkumulátor tervezett élettartamának a megőrzése érdekében, az akkumulátort lehetőleg csak 15-35 °C közötti hőmérsékleten töltse fel, tárolja és használja. Az ennél alacsonyabb hőmérsékletek negatív hatással vannak az akkumulátor élettartamára.
 - Ne várja meg az akkumulátor teljes lemerülését. Az akkumulátort a teljes lemerülés előtt töltse fel.
 - Ha a szájhigiénit nem használja, akkor az akkumulátort 6 havonta legalább egyszer töltse fel.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

- A víztartályt **A17** úgy is feltölthető vízzel, ha arra a készülék **A8** is rá van helyezve. A kikapcsolt szájhigiénit tartsa vízszintes helyzetben. Nyissa ki az alsó töltőnyílás fedelét **A18**, és a tartályba töltsön tiszta vizet, majd a fedelet zárja be. A készülékről a vizet törölje le.



Tipp

A tartályba nem csak tiszta vizet, hanem szájvizet, vagy szájjíz vizes oldatát is be lehet tölteni. Szájvíz használatával a szájhüvely hatékonyabban tisztít. Ne használjon izopropil-mirisztátot, vagy nagy mennyiségben esszenciális olajokat tartalmazó szájvizet. Az ilyen anyagokat tartalmazó szájvizetek általában üvegbe vagy kerámiába csomagolva forgalmazzák. Ezek az anyagok károsíthatják az **A17** víztartályt és a szájhüvelyt egyéb műanyag alkatrészeit. A műanyag csomagolásban forgalmazott szájvizet lehet használni a készülékben.



Figyelmeztetés!

A tartályba töltött víz legyen kellemes hőmérsékletű. Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.

- A víztartályt **A17** önállóan is meg lehet tölteni vízzel. Az egyik kezével a fogantyút **A8**, a másik kezével a víztartályt **A17** fogja meg, majd a fogantyút **A8** emelje ki a víztartályból. Ügyeljen arra, hogy a vízcsovet **A16** ne érje sérülés. A víztartályba **A17** a felső töltőnyíláson **A15** keresztül töltsön be vizet. Ne töltsé túl! A készülékről a vizet törölje le. A víztartály **A17** és a fogantyú **A8** összeszerelése előtt előbb a víztartályhoz **A17** csatlakoztassa a vízcsovet **A16**. Ezt követően a víztartályt **A17** dugja az **A8** fogantyúba.

A FÚVÓKÁK BE- ÉS KISZERELÉSE

- A fúvókák (**B1 - B5**) különböző színű megkülönböztető gyűrűkkel **A13** vannak ellátva, így a készüléket használó családtagok nem keverik össze a fúvókákat.
- A kiválasztott fúvóka rögzítő végét **A14** dugja az **A1** furatba a fogantyú **A8** felső részén. A fogantyút **A8** tartsa úgy, hogy véletlenül se nyomja meg az **A3** kapcsolót.
- A fúvóka kivételéhez nyomja be és tartsa benyomva az **A2** gombot, a fúvókát **A1** pedig felfelé húzza ki.

A SZÁJZHÜVELY HASZNÁLATA

- A szájhüvely használatba vétele előtt olvassa el a teljes használati útmutatót.
- A víztartályba **A17** töltsön tiszta vizet.
- Válasszon fúvókát és csatlakoztassa a készülékhez. A használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a fúvóka nem sérült-e meg. Sérült tartozékok használni tilos.
- Az üzemmód kapcsoló **A4** nyomogatásával válassza ki a használni kívánt üzemmódot.
 - **A5** kijelző, „Normal” üzemmód: normál vízugár, mindennapi szájtisztításhoz.
 - **A6** kijelző, „Soft” üzemmód: enyhébb vízugár, érzékenyebb fogíny tisztításhoz.
 - **A7** kijelző, „Pulse” üzemmód: intenzívebb tisztítás és a fogíny masszírozása.



Megjegyzés

Az üzemmódot bekapcsolt készüléken is meg lehet változtatni.

- A fúvókát dugja a szájába és hajoljon a mosdó fölé, hogy a víz a mosdóba tudjon kifolyni.
- A szájhüvelyt az **A3** gombbal kapcsolja be. A fúvókát és a vízugarat fordítsa a tisztítandó hely felé, pl. a fogai közé, a fogínyára, a nyelvére stb.



Tipp

A fúvóka recés végét megfogva, a fúvókát 360°-kal el lehet forgatni a készülékben, a tisztítandó hely kényelmesebb zuhanyoztatásához.

- A fúvókát lassan mozgassa, a vízugarat irányítsa a fogak közti hézagba. Tisztítsa meg kívül és belül is a fogcsort.
- Alaposan tisztítsa meg a fogszabályozó, a korona, a híd stb. környékét.
- A fogíny masszírozásához a fúvókát merőlegesen fordítsa a fogíny felé, és a fogíny vonalát is zuhanyozza végig.

- Amikor a fúvókából már nem áramlik ki víz, akkor ez azt jelenti, hogy a víztartály **A17** kiürült. A készüléket az **A3** gombbal kapcsolja le, és töltsön vizet a tartályba. A szájhüvely ismételt bekapcsolása után az utóljára beállított üzemmód kapcsol be.



Figyelmeztetés!

Ha a használat közben az **A7** kijelző villogni kezd, akkor ez azt jelenti, hogy az akkumulátor szinte teljesen lemerült. Az akkumulátort a feltöltéssel foglalkozó fejezetben leírtak szerint töltsé fel.

- A szájhüvelyt az **A3** gomb megnyomásával lehet kikapcsolni. A fúvókát akkor húzza ki a szájából, ha a készüléket már lekapcsolta és a fúvókából már nem áramlik víz.



Megjegyzés

A készülékbe beépített időkapcsoló két perc üzemeltetés után automatikusan lekapcsolja a szájhüvelyt. Nem kell figyelnie a készülék használati idejét.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelmeztetés!

A készülék tisztításához használjon 50°C-nál nem melegebb vizet és semleges tisztítószert. A tisztításhoz abrazív anyagokat, benzint, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradóan sérüléseket okozhatnak. A szájhüvelyt tisztítás közben ne merítse vízbe.

VÍZTARTÁLY

- Minden használat után öntse ki a vizet a tartályból **A17**, ellenkező esetben abban baktériumok szaporodhatnak el. A víztartályt öblítse ki, csepegtesse ki belőle a vizet, majd hagyja megszáradni (vagy törölje szárazra).
- Ha a tartályba **A17** szájjízvizet vagy szájjíz oldatot töltött, akkor a tartályt alaposabban kell kiöblíteni. Javasoljuk, hogy a víztartályba **A17** töltött vizet a készülék bekapcsolásával szivattyúzza ki, így az egész rendszer átöblítődik. A víztartályt öblítse ki, csepegtesse ki belőle a vizet, majd hagyja megszáradni (vagy törölje szárazra).

FOGANTYÚ

- A fogantyút **A8** tiszta és száraz ruhával törölje meg. A makacsabb szennyeződések enyhén benedvesített ruhával távolítsa el. A felületet törölje tökéletesen szárazra. A víztartályt és a vízcsovet **A16** mindig törölje szárazra. A vízcsovet **A16** ne hajtogassa, ne törje meg és ne húzogassa!



Figyelmeztetés!

A fogantyút **A8** nem lehet vízben vagy folyó víz alatt elmosni. A szájhüvelyt és az adaptert **A11** óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól, azokat vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

FÚVÓKÁK

- Minden használat után a fúvókát vízzel öblítse le, ezzel megelőzheti a lerakódások rászáradását. A fúvókát vízzel mossa le, majd puha ruhával törölje szárazra. Higiéniai okokból a fúvókát hathavonta cserélje ki, vásároljon új fúvókát.

TÁROLÁS

- A használat befejezése után a szájhüvelyt a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint készítsé el a tároláshoz. A szájhüvelyt száraz és közvetlen napsütéstől védett helyen tárolja. Hosszabb tárolás esetén a víztartályt **A17** és a fogantyút **A8** külön tárolja.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék a kicsomagolás után nem működik.	A készülék hosszabb ideig raktárban volt, és legalább 3 hónapig nem volt feltöltve.	Az akkumulátort legalább 8 óráig töltsé.
A feltöltés után a szájhányu csak néhány percig működik.	Az akkumulátor az élettartama végén jár.	A készüléket küldje márkaszervizbe vagy vigye a vásárlás helyére.
	Az akkumulátort csak rövid ideig töltsé.	Az akkumulátort legalább 8 óráig kell tölteni.
A víz nyomása kicsi.	A fűvóka eldugult.	Tisztítsa vagy cserélje ki a fűvókát.
	A fűvóka deformálódott.	A fűvókát cserélje ki.
	A vízcső szűrő eltömődött.	Tisztítsa meg szűrőt.
	A víztartály üres.	Töltsön vizet a tartályba.
A fűvókából nem folyik víz.	Erősen megdöntötte a készüléket.	A készüléket lehetőleg függőlegesen tartsa.

MŰSZAKI ADATOK

Szájhányu

Méret, fűvókával együtt (magasság × mélység × szélesség)	275 × 73 × 56 mm
Tömeg, fűvókával együtt	265 g
Vízirtályó térfogata	150 ml
Szivattyú frekvencia	1 400 impulzus/perc
Víznyomás	275 – 620 kPa
Védettség (víz behatolása ellen)	IPX7

Beépített akkumulátor

Típus	Li-Ion, 5 V / 0,6 A
-------------	---------------------

Hálózati adapter

Névleges tápfeszültség	100–240 V AC
Névleges frekvencia	50–60 Hz
Kimenet	5 V DC/0,6 A

A készülék deklarált zajszintje 75 dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A MŰSZAKI ADATOK MAGYARÁZATA

Védettség (víz behatolása ellen):

IPX7 – a készülék 1 méter mélyen vízbe merítve, 30 percig ellenáll a víz behatolásának.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE

A készülék újrafeldolgozása előtt a beépített akkumulátort a készülékből ki kell szerelni. Figyelem! A következő lépések maradóan sérülést okoznak a készülékben! A szétszerelés megkezdése előtt a készülékből húzza ki az adapter vezetékét, és az akkumulátort a készülék bekapcsolásával merítse teljesen le. Szerelje le a tartályt **A17**. Egy csavarhúzóval szedje le a két gumí támaszt a fogantyút **A8** ajáról, és a két csavart csavarozza ki. A vízcső **A16** felső része mellett is csavarozza ki a két csavart. A fedél ezt követően levehető, hozzá lehet férni a készülék belsejéhez. Az akkumulátor vezetékét vágja el, majd az akkumulátort vegye ki. Az akkumulátor kiszereését márkaszervizre is bízhatja. Amennyiben a készüléket megsemmisítés céljából szétszerelték, akkor azt már nem szabad ismételtlen összeszerelni és használni.



Ez a jel azt jelenti, hogy az elhasználdott akkumulátorokat és elemeket nem szabad a háztartási hulladék közé kidobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az akkumulátorokat és elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az akkumulátorok és elemek megfelelő módon történő megsemmisítésével Ön is hozzájárul a negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben elhasználdott akkumulátort vagy elemeket kíván ártalmatlanítani, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ez ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

