

SENCOR®

**SOI 1100SL / SOI 1101RD
SOI 1102TQ / SOI 1210BL
SOI 1211GD**



ORALNI TUŠ



Prijevod originalnog priručnika



SENCOR®

**SOI 1100SL / SOI 1101RD
SOI 1102TQ / SOI 1210BL
SOI 1211GD**



A**B**

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Oralne tuševe mogu koristiti djeca stara 8 ili više godina i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljnog iskustva i znanja, ako su pod nadzorom.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Oralni tuševi se smiju koristiti samo s hladnom ili toplom vodom, ili s posebnim otopinama navedenima u ovom korisničkom priručniku.
- Dijelove uređaja koji se moraju montirati ili postaviti uspravno treba montirati ili postaviti uspravno na takav način da ne mogu pasti u vodu.



Pažnja:

Uređaj se mora koristiti samo s originalnim adapterom napajanja koji je isporučen uz njega. Da biste izbjegli opasnu situaciju, nikada nemojte koristiti drugu vrstu adaptera napajanja.

• Uređaj se smije napajati samo pomoću niskog sigurnog napona koji odgovara oznakama na uređaju.

Električna sigurnost

- Nemojte iskopčati adapter napajanja iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti adapter napajanja ili električnu utičnicu. Iskopčajte adapter iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nemojte stavljati kabel adaptera napajanja preko oštrih predmeta. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola i da ne dodiruje zagrijanu površinu. Nikada nemojte koristiti adapter napajanja isporučen uz ovaj uređaj ni za koje druge svrhe.
- Adapter napajanja i kabel napajanja moraju ostati suhi.
- Nemojte namatati kabel adaptera napajanja oko drške uređaja.
- Nemojte ukapčati niti iskopčati kabel adaptera napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Prije ukapčanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati.. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Čuvajte, punite i koristite uređaj na okolnoj temperaturi od 15 °C do 35 °C. Nemojte uređaj dulje nego što je potrebno da se napuni do kraja. Kada se napuni, iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Nemojte izlagati uređaj temperaturama iznad 50 °C. Inače se ugrađena baterija može oštetiti.
- Uređaj je opremljen ugrađenom dugotrajnom baterijom koja se može zamijeniti samo u profesionalnom servisnom centru. Nikada nemojte pokušavati sami izvaditi bateriju iz uređaja i zamijeniti ju novom.



Upozorenje:

Nikada nemojte rastavljati uređaj da biste izvadili bateriju. Nikada nemojte dovesti uređaj u kratki spoj ili ga baciti u vatru. Nepravilna upotreba stvara rizik od ispuštanja toksičnih tvari ili nastanka požara ili eksplozije.

- Nemojte puniti, koristiti, odlagati ili čuvati uređaj u kupaonici ili na mjestima gdje može pasti u kadu, sudoper ili druge posude napunjene vodom.
- U slučaju da uređaj padne u vodu zajedno s kabelom napajanja ukopčanim u električnu utičnicu preko adaptera, ni slučajno nemojte posegnuti za njim, nego umjesto toga odmah iskopčajte adapter napajanja iz električne utičnice. Nikada nemojte koristiti adapter napajanja koji je bio uronjen u vodu. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili kontaktirajte dobavljača uređaja i zatražite novi adapter.

Sigurnost tijekom upotrebe

- Ovaj oralni tuš je namijenjen isključivo za čišćenje zuba i oralnu higijenu ljudi. Oralni tuš nije namijenjen za komercijalne svrhe ili za čišćenje zuba životinja.
- Koristite oralni tuš i pojedinačne glave u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- U slučaju da ste nedavno obavljali veće zubarske zahvate, na primjer, operaciju zuba ili desni, ako ste imali problema sa zubima ili sumnjate na probleme sa zubima (ispune, krunice, itd.), razgovarajte sa zubarom prije upotrebe oralnog tuša.
- U slučaju da dođe do krvarenja desni kada se oralni tuš koristi ili ako se krvarenje ne zaustavi ni nakon 2 tjedna dana upotrebe, obratite se zubaru.
- Ako imate ikakvih zdravstvenih problema, obratite se zubaru prije upotrebe oralnog tuša.
- Ako se oralni tuš (drška ili adapter napajanja) na bilo koji način ošteti, nemojte ga koristiti.
- Koristite samo originalni pribor koji je priložen uz ovaj oralni tuš. Nemojte koristiti glave za mlaznicu koje nije isporučio proizvođač.
- Oralni tuš i adapter napajanja se moraju koristiti samo u zatvorenom prostoru. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
- Nemojte koristiti oralni tuš u prostorijama gdje se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se daje kisik.
- Nemojte izlagati oralni tuš i dodatni pribor učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati oralni tuš i dodatni pribor blizu grijača, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.



Upozorenje:

Držite oralni tuš suhim.

- Prije svake upotrebe, provjerite ima li oštećenja na oralnom tušu i glavama mlaznice. Nikada nemojte koristiti oralni tuš s oštećenom glavom mlaznice.
- Oralni tuš se može lagano zagrijati tijekom upotrebe ili punjenja. To je potpuno normalna pojava.
- Nemojte prejakno pritiskati kraj glave mlaznice.
- Da biste spriječili ozljede, nemojte puniti spremnik vrućom vodom. Nemojte umetati nikakve predmete u spremnik.
- Nemojte usmjeravati glavu mlaznice ispod jezika, u uho, nos, oči ili druga osjetljiva mjesta gdje može doći do ozljede.
- Nemojte čistiti glave mlaznice, dršku, adapter napajanja ili spremnik vode u perilici suda ili mikrovalnoj pećnici.
- Uvijek isključite oralni tuš i iskopčajte ga iz električne utičnice ako ga ne koristite, ako ga ostavljate bez nadzora te prije pričvršćivanja, skidanja ili zamjene glava mlaznica te prije čišćenja, održavanja ili pohrane. Čuvajte oralni tuš i adapter napajanja na suhom mjestu.
- Držite oralni tuš čistim. Obavljajte čišćenje i održavanje prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na oralnom tušu osim čišćenja pojedinih dijelova oralnog tuša kako je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

- Nemojte koristiti oralni tuš ako je pao na pod, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji drugi način oštećen.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati oralni tuš ili dodatni pribor na bilo koji način. Prepustite sve popravke ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

HR Stolni električni roštilj

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte oralni tuš i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS ORALNOG TUŠA I PRIBORA

A1 Rupa za pričvršćivanje dodataka	A10 Poklopac utičnice za punjenje
A2 Gumb za otpuštanje glave mlaznice	A11 Adapter napajanja
A3 Gumb za uključivanje/isključivanje	A12 Glava mlaznice
A4 Prekidač za način rada	A13 Granični prsten
A5 Indikator normalnog načina rada	A14 Osovina za učvršćenje glave mlaznice
A6 Indikator laganog načina rada	A15 Gornji otvor za punjenje spremnika
A7 Indikator impulsnog načina rada/punjenja	A16 Uvisna cijev
A8 Drška	A17 Spremnik za vodu od 150 ml
A9 Utičnica za punjenje	A18 Donji otvor za punjenje spremnika
	A19 Filtar usisne cijevi
	A20 Putna kutija

B1 Standardna glava prikladna za normalno čišćenje, uklanja bakterije između zuba i područja između zuba i desni	B3 Glava mlaznice za čišćenje jezika prikladna za čišćenje jezika i lica, uklanja bakterije, ostatke hrane i mrtve stanice s površine
B2 Ortodontska glava prikladna za čišćenje oko proteza ili teško dostupnih mjesta oko mostova	B4 Glava mlaznice za čišćenje udubina prikladna za čišćenje teško dostupnih ili osjetljivih mjesta
	B5 Glava mlaznice za nosne šupljine Prikladna za čišćenje prašine, polena, itd. iz nosne šupljine

NAMJENA UREĐAJA

Oralni tuš je namijenjen isključivo za oralnu higijenu. Uklanja bakterije iz međuzubnog prostora i desni oko zuba te brzo i nježno uklanja ostatke hrane iz međuzubnog prostora dok istovremeno masira desni. U kombinaciji s revnim četkanjem zuba, pomaže u aktivnom održavanju zdravlja vaših zuba. Oralni tuš je namijenjen kućanskoj upotrebi, a ne poslovnim aktivnostima ili drugim profesionalnim područjima upotrebe.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Isperite sve glave mlaznice **B1** do **B5** pod tekućom vodom.
- Isperite spremnik za vodu **A17** nekoliko puta i napunite ga čistom vodom kako je opisano u poglavlju "Punjenje spremnika za vodu vodom". Umetnite glavu mlaznice **B1** u oralni tuš kako je opisano u poglavlju "Pričvršćivanje i skidanje glava mlaznice". Usmjerite

glavu mlaznice u umivaonik i uključite oralni tuš pomoću gumba **A3**. Pomoću prekidača za način rada **A4** odaberite normalni način rada i pustite da voda neko vrijeme teče kroz mlaznicu da se ispere usisna cijev **A16** i glava mlaznice. Postupak je isti za glave mlaznice **B2** do **B5**.

PUNJENJE ORALNOG TUŠA

- Oralni tuš je opremljen ugrađenom litij-ionskom baterijom koja služi kao unutarnji izvor napajanja i omogućuje bežičnu upotrebu oralnog tuša. Prije prve upotrebe ili nakon dugog vremena bez upotrebe, prvo pustite da se baterija oralnog tuša do kraja napuni. Potrebno je oko 8 sati da se baterija napuni do kraja. Koristite samo originalni adapter napajanja **A11** za punjenje ugrađene baterije.



Upozorenje:

ne smije biti vlage u blizini utičnice za punjenje **A9** i poklopca **A10**. Zato preporučujemo da prije ukapčanja adaptera napajanja obrišete dršku **A8** dok ne bude suha.

- Povučite poklopac utičnice za punjenje **A10** da biste ga uklonili i utaknite priključak adaptera napajanja **A11** u utičnicu za punjenje **A9**. Ukopčajte utikač adaptera napajanja **A11** u električnu utičnicu. Indikator **A7** trepće kao znak da je punjenje u tijeku.



Napomena:

rad oralnog tuša je blokiran tijekom punjenja i ne može se pokrenuti.

- Čim se baterija do kraja napuni, indikator **A7** će svijetliti bez prekida. Prvo izvucite utikač adaptera napajanja **A11** iz električne utičnice i tek onda iskopčajte priključak adaptera iz utičnice **A10**. Umetnite poklopac utičnice za punjenje **A10** nazad na mjesto.



Pažnja:

nemojte ostavljati oralni tuš ukopčan u vanjski izvor napajanja dulje nego što je potrebno za punjenje.

- Potpuno napunjena baterija će dati oko 56 minuta rada ili dva tjedna rada ako se koristi dvaput dnevno. Zatim treba ponovo napuniti bateriju.
- Preporuke za postizanje najduljeg moguće vijeka trajanja baterije:
 - Da bi ugrađena baterija što dulje trajala, preporučujemo da punite, koristite i čuvate oralni tuš u suhom okruženju na okolnoj temperaturi od 15–35 °C. Niže ili više temperature imaju negativan utjecaj na vijek trajanja baterije.
 - Nemojte čekati da se baterija potpuno isprazni. Bolje je puniti bateriju prije nego se potpuno isprazni.
 - Kad se oralni tuš ne koristi dulje vrijeme, punite ga najmanje jednom svakih 6 mjeseci.

PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

- Možete napuniti spremnik za vodu **A17** bez da ga vadite iz drške **A8**. Isključite oralni tuš i držite ga vodoravno. Otvorite poklopac donjeg otvora za punjenje **A18**, napunite spremnik vodom i sigurno zatvorite poklopac. Pažljivo obrišite svu prolivenu vodu.

**Savjet:**

osim vodom, također možete napuniti spremnik za vodu **A17** tekućinom za ispiranje usta ili drugom otopinom. Upotreba tekućine za ispiranje usta čini oralni tuš još učinkovitijim. Međutim, nemojte koristiti tekućine za ispiranje usta koje sadrže izopropil miristat ili visoku koncentraciju esencijalnih ulja. Te tvari su sadržane u tekućinama za ispiranje usta koje se prodaju u staklenim i keramičkim bocama i mogu oštetiti spremnik za vodu **A17** i unutarnje dijelove oralnog tuša. Tekućine za ispiranje usta koje sadrže tvari koje nisu štetne za oralni tuš prodaju se u plastičnim bocama.

**Pažnja:**

voda mora imati ugodnu temperaturu. Nemojte koristiti vodu topliju od 40 °C.

Također je moguće napuniti spremnik za vodu **A17** dok je odvojen od oralnog tuša. Jednom rukom držite dršku **A8**, a drugom rukom držite spremnik za vodu **A17** i povucite ga prema dolje da biste ga izvukli iz utora u drški **A8**. Pazite da ne oštetite usisnu cijev **A16**. Napunite spremnik za vodu **A17** vodom kroz gornji otvor za punjenje **A15**. Nemojte ga prepuniti. Pažljivo obrišite svu prelivenu vodu. Prije vraćanja spremnika za vodu **A17** nazad u dršku **A8**, prvo umetnite usisnu cijev **A16** nazad u spremnik za vodu **A17** i tek zatim umetnite spremnik za vodu **A17** nazad u otvor u drški **A8**.

PRIČVRŠČIVANJE I SKIDANJE GLAVA MLAZNICE

- Glave mlaznice **B1** do **B5** se isporučuju s prstenovima **A13** različitih boja da bi ih drugi ljudi, npr. članovi obitelji, mogli razlikovati.
- Odaberite željenu glavu mlaznice i utaknite njenu osovinicu **A14** odloženo okomito u rupu **A1** u drški **A8** na oralnom tušu. Istovremeno držite ručku **A8** tako da ne pritisnete gumb **A3**.
- Da biste skinuli glavu mlaznice, držite gumb **A2** i izvucite glavu mlaznice okomito prema gore iz rupe **A1**.

UPOTREBA ORALNOG TUŠA

- Prije nego što počnete koristiti oralni tuš, upoznajte se sa svim uputama za rukovanje.
- Napunite spremnik za vodu **A17** čistom vodom.
- Odaberite odgovarajući tip glave mlaznice i pričvrstite ju na oralni tuš. Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na glavi mlaznice. Nikada nemojte koristiti oralni tuš s oštećenom glavom mlaznice.
- Opetovano pritišćite prekidač za način rada **A4** dok se ne upali indikator željenog načina rada:
 - indikator **A5**, normalni način rada: Normalan mlaz vode prikladan za standardno čišćenje.
 - indikator **A6**, lagani način rada: Lagani mlaz vode prikladan za lagano čišćenje osjetljivih desni.
 - indikator **A7**, impulsni način rada: Čišćenje desni s masažom.

**Napomena:**

Način rada se može promijeniti čak i dok tuš prska.

- Umetnite glavu mlaznice u otvorena usta i nagnite se nad umivaonik da bi voda i isprani ostaci hrane mogli istjecati.
- Uključite oralni tuš pritiskom gumba **A3**. Usmjerite mlaz vode na lokaciju koju želite prskati, tj. međuzubna područja ili liniju između desni i zuba.

**Savjet:**

Rebrasti donji dio svake glave mlaznice omogućuje da se ona rotira za 360° radi lakšeg pristupa svim dijelovima usta.

- Polako pomičite glavu mlaznice s jednog međuzubnog područja na iduće. Na taj način očistite sve unutarnje i vanjske strane.
- Također temeljito prskajte područje oko proteze, krunica i mostova.
- Kada masirate desni, usmjerite mlaznicu okomito na desni i također prskajte liniju desni.

- Kada voda prestane izlaziti iz mlaznice, spremnik za vodu **A17** je prazan. Isključite oralni tuš pomoću gumba **A3** i napunite spremnik za vodu. Kada se oralni tuš ponovo uključi, automatski će se pokrenuti u zadnjem odabranom načinu rada.

**Pažnja:**

ako indikator **A7** počne treptati dok oralni tuš radi, to znači da je baterija skoro prazna i da ju je potrebno napuniti kako je opisano u poglavlju "Punjenje oralnog tuša".

- Da biste isključili oralni tuš, pritisnite gumb **A3**. Izvadite glavu mlaznice iz usta tek kada oralni tuš bude isključen.

**Napomena:**

oralni tuš ima vremenski prekidač koji ga automatski isključuje nakon dvije minute rada, što znači da ne morate pratiti koliko dugo perete zube.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**Pažnja:**

kada čistite oralni tuš, koristite vodu temperature do 50 °C ili neutralno sredstvo za čišćenje. Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, otopala, abrazivna sredstva za čišćenje, itd., da biste spriječili oštećenje čišćene površine. Nemojte uranjati oralni tuš u vodu kad ga čistite.

SPREMNIK ZA VODU

- Da biste spriječili razmnožavanje bakterija u spremniku za vodu **A17**, ispraznite ga nakon svake upotrebe. Isperite spremnik za vodu vodom, obrišite ga čistom i suhom krpom i pustite da se osuši na zraku.
- Ako se pri upotrebi oralnog tuša ulijevali tekućinu za ispiranje usta ili njenu otopinu u spremnik za vodu **A17**, potrebno ga je isprati. Preporučujemo da napunite spremnik za vodu **A17** čistom vodom i zatim uključite oralni tuš da biste ispumpali sav sadržaj spremnika za vodu u umivaonik. Zatim isperite spremnik za vodu vodom, obrišite ga čistom i suhom krpom i pustite da se osuši na zraku.

DRŠKA

- Obrišite dršku **A8** čistom suhom krpom. U slučaju da je vrlo zaprljana, možete upotrijebiti lagano navlaženu krpu. Zatim temeljito osušite očišćenu površinu brisanjem. Uvijek obrišite odjeljak spremnika za vodu i usisnu cijev **A16** dok ne budu suhi. Nemojte savijati, povlačiti ili presavijati usisnu cijev **A16**!

**Pažnja:**

drška **A8** nije dizajnirana da se pere pod slavinom. Nemojte prskati oralni tuš ili adapter napajanja **A11** vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

GLAVE MLAZNICA

- Da biste spriječili nastanak naslaga, isperite korištene glave mlaznica nakon svake upotrebe. Zatim operite površinu glave mlaznice vodom i obrišite mekanom krpom za brisanje dok se ne osuši. Zbog higijenskih razloga, preporučujemo da svakih šest mjeseci zamijenite glavu mlaznica novima.

POHRANA

- Kada završite s upotrebom oralnog tuša, pripremite ga u skladu s uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“. Držite oralni tuš na suhom mjestu dalje od izravnog sunčevog svjetla. Ako želite pohraniti oralni tuš na duže vrijeme, preporučujemo da uklonite spremnik za vodu **A17** s drške **A8**.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Oralni tuš ne radi nakon vađenja iz ambalaže.	Oralni tuš je bio pohranjen u skladištu i nije se koristio dulje od 3 mjeseca.	Pustite da se puni na najmanje 8 sati.
Čak i nakon punjenja, oralni tuš radi samo nekoliko minuta.	Baterija je pri kraju vijeka trajanja.	Kontaktirajte servisni centar proizvođača ili prodavača.
	Vrijeme punjenja je bilo nedovoljno.	Pustite da se oralni tuš puni na najmanje 8 sati.
Tlak vode je vrlo nizak.	Mlaznica je začepljena materijalom.	Očistite mlaznicu ili ju zamijenite.
	Mlaznica je deformirana.	Zamijenite mlaznicu.
Voda ne prska iz oralnog tuša.	Filter usisne cijevi je začepljen materijalom.	Očistite filter.
	Spremnik za vodu je prazan.	Napunite ga vodom.
	Oralni tuš je previše nagnut tijekom upotrebe.	Držite oralni tuš što više okomito.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Oralni tuš

Dimenzije s glavom mlaznice (širina × dubina × visina)	275 × 73 × 56 mm
Masa s glavom mlaznice	265 g
Volumen spremnika za vodu	150 ml
Frekvencija pumpe	1400 impulsa/min
Tlak vode	275 – 620 kPa
Razina klase zaštite od štetnog prodiranja vode.....	IPX7

Ugrađena baterija

Tip Li-ion, 5 V / 0,6 A

Adapter napajanja

Nazivni raspon napona	100–240 V AC
Nazivna frekvencija	50–60 Hz
Izlazna struja	5 V DC, 0,6 A

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 75 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

OBJAŠNJENJE TEHNIČKE TERMINOLOGIJE

Razina klase zaštite od štetnog prodiranja vode:

IPX7 – Uređaj je zaštićen od štetnog prodiranja vode kada se uroni na dubinu od 1 m na 30 minuta.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA

Prije odlaganja proizvoda na specijaliziranom odlagalištu, potrebno je ukloniti ugrađenu bateriju. Pažnja, sljedeći postupak je nepovratni! Prije vađenja baterije, iskopčajte adapter napajanja iz oralnog tuša i pustite da se do kraja isprazni. Izvucite spremnik za vodu **A17**. Pomoću prikladnog alata uklonite dva gumena osonca na donjoj strani drške **A8** i odvrnite dva učvršna vijka. Pored usisne cijevi **A16**, na vrhu drške, odvrnite još dva vijka. To će otpustiti poklopac i možete pristupiti unutrašnjosti oralnog tuša. Odvojite ili odrežite žice baterije i izvadite bateriju. Uklanjanje baterije se također može obaviti u ovlaštenom servisnom centru. U slučaju da je proizvod rastavljen radi ekološkog odlaganja, ne smije se više sastavljati.



Ovaj simbol na proizvodu znači da se korištene baterije ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, predajte iskorištene baterije na predviđenom sakupljaštu. Pravilno odlaganje baterija će spriječiti negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti iskorištene baterije, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog nadležnog tijela ili prodavača.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

